

Dette får du på blå resept hos oss

505 Forbruksmateriell ved Stomi

Klebefjerner



994195

Geldannende granulat



801636

Tetningsring Konveks /Flat



827670 832333



850634 808664
832333

Belte til fiksering



Sort belte

979543 956239
957856 952548

505 Forbruksmateriell ved Stomi som krever egen resept



897420

Plateforlenger
Reseptkode
505 0907



819640 873640

Hudfilm
Reseptkode
505 0902

501/502 Forbruksmateriell ved Inkontinens / Urinretensjon



Festeutstyr for urinposer.
Comfisleave Legg og Lår.
Dekkes inntil 10 stk per. år

501 Forbruksmateriell ved Inkontinens



873640

Hudfilm Spray

512/513 Forbruksmateriell ved Epidermolysis Bullosa / Tuberkulose



873640

Hudfilm Spray



994195

Klebefjerner

Hvordan skal jeg bruke produktet?

801636 Trio Pearls Superabsorbenter



Boksen inneholder en praktisk zip lock med plass til 5 Pearls



Benyttes ved tynn avføring i stomiposen (ileostomi). Gir flytende avføring en tykkere konsistens og reduserer lukt fra posen. Hjelper mot lekkasje på grunn av tynn konsistens, lukt og skvulpelyder.

Velegnet til daglig, om natten, på reise, ved fysisk aktivitet og i sosiale settinger.

Hele porsjonsposen puttes i selve stomiposen. Pearls porsjonspose løser seg fullstendig opp når den kommer i kontakt med væske. **Blir ikke sort.**

Det er tilstrekkelig å tilføre en Pearls i stomiposen. En Pearls kan absorbere inntil 750 ml væske.

Slik gjør du:

2-delt utstyr (pose og plate hver for seg)

Tømbar pose

Putt en Pearls inn i selve stomiposen via hullåpningen før stomiposen kobles til hudplaten. Etter at posen er tømt, kan du tilføre ny Pearls via tømmeåpningen. Pass på at den ikke blir liggende i tømmeåpningen, men dyttes helt inn i stomiposen.

1-delt utstyr, (pose og plate i ett)

Tømbar pose

Putt en Pearls inn i selve stomiposen via hullåpningen før utstyret settes på. Tøm posen som vanlig. En ny Pearls kan tilføres via tømmeåpningen.

897420 Genii Plateforlenger



Reseptkode 505 0907

Egen resept på plateforlenger rekvireres av fastlege

Gir hudplaten ekstra feste/forsterkning. F.eks ved et brokk, arr og hudfolder hvor det kan være utfordrende å feste platen skikkelig.

Plateforlengeren holder hudplaten på plass og forhindrer kantene på platen å rulle opp.

Velegnet ved fysisk aktivitet, om natten, på reise og situasjoner hvor man ønsker ekstra sikkerhet.

Slik gjør du:

Det er plastfilm på begge sider av forlengeren. Start med å ta av papir nr. 1. Sett produktet på huden slik at den dekker både plate og hud.. Stryk ned og fjern tilslutt plastfilm nr. 2. Ved behov kan den legges overlappende.



873640 Trio Elisse Barrierespray



Beskytter huden mot klebere og kroppsvæsker. Trio Elisse skaper en pustende barriere som reduserer risikoen for hudskade knyttet til lekkasje. **Lindrer rød og irritert hud. Reduserer kløe.** Svir ikke. Bygger ikke lag på huden. Sprayer i alle vinkler.

Stomipleie
Trio Elisse påføres området du ønsker å beskytte etter at huden rundt stomien er grundig vasket og tørket. Det gjør ikke noe om det kommer litt spray på selve stomien. Sprayen tørker hurtig. Ny bandasje kan settes på med en gang. Trio Elisse påvirker ikke hudplatenes klebeevne.

Inkontinens

Velegnet ved sår og irritert hud hos bleiebrukere. Når huden er vasket - spray på Trio Elisse. Vent noen sekunder. Sett på nytt innlegg. Trio Elisse skaper en vannfast og pustende hinne som beskytter mot urin og avføring.

Uridom

Den allergenfrie sprayen skaper en tynn hinne som beskytter mot klebeskade ved fjerning av uridom. Spray på Trio Elisse før et nytt uridom settes på.

Insulinpumpe

Trio Elisse beskytter mot irritasjon og lindrer kløe fra tape/lim/fikseringsutstyr ved insulinpumper.